

HERMIA



# NOTAS DE VERSÃO

**OLINDA/EXM<sup>®</sup> 2.3.0**



**Nome do documento:** P58-045 Notas de Versão OLINDA EXM 2.3.0 Rev.4\_PT

**Data de revisão do documento:** 02/22/2024

Estas Notas de Versão informam os utilizadores sobre novidades e melhorias no OLINDA EXM 2.3.0, bem como quaisquer problemas conhecidos que se deva ter em conta.

Este é um documento eletrónico cuja cópia poderá ser descarregada em [www.hermesmedical.com/ifu](http://www.hermesmedical.com/ifu). Mediante solicitação, estão gratuitamente disponíveis (até o número de licenças compradas) cópias impressas das Instruções de Utilização, Requisitos do Sistema e Notas de Versão.

As Notas de Versão e o próprio software do dispositivo médico estão protegidos por direitos de autor e todos os direitos são reservados pela Hermes Medical Solutions. Nem o software nem o manual poderão ser copiados ou, de qualquer outra forma, reproduzidos sem o consentimento prévio por escrito da Hermes Medical Solutions, a qual se reserva o direito de fazer alterações e melhorias no software e no manual a qualquer momento.

Hermes Medical Solutions\*, HERMIA\*, o logótipo HERMIA\* e SUV SPECT\* são marcas comerciais da Hermes Medical Solutions AB.

As marcas comerciais de terceiros, tal como usadas neste documento, são propriedade de seus respetivos proprietários, que não são afiliados à Hermes Medical Solutions.

\*Sujeito a registo em alguns mercados



## Índice

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
1.1	DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA .....	3
1.2	RECLAMAÇÕES E INCIDENTES GRAVES .....	3
<b>2</b>	<b>NOVIDADES E MELHORIAS .....</b>	<b>4</b>
2.1	NOVAS FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS NO OLINDA/EXM 2.3.0.....	4
2.2	PROBLEMAS CORRIGIDOS E PEQUENAS MELHORIAS NA VERSÃO 2.3.0.....	4
<b>3</b>	<b>PROBLEMAS CONHECIDOS.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>INFORMAÇÃO DE CONTACTO .....</b>	<b>6</b>
4.1	INFORMAÇÃO DE CONTACTO DO FABRICANTE.....	6
4.2	REPRESENTANTES .....	6
4.3	SUBSIDIÁRIAS .....	6

# 1 INTRODUÇÃO

Este documento contém as notas de versão públicas do OLINDA/EXM® 2.3. Inclui uma lista das novas funcionalidades, melhorias e correções de bugs introduzidas desde a última versão.

O documento apresenta, ainda, os problemas conhecidos. Cada utilizador deve familiarizar-se com os problemas conhecidos. Em caso de existir qualquer dúvida sobre o conteúdo, contacte com o fabricante.

## 1.1 Documentação associada

- P58-044 Instruções de Utilização do OLINDA 2.3.0 Rev.4

As Instruções de Utilização contêm a informação elementar necessária para configurar a aplicação conforme as suas preferências próprias.

Na função Ajuda, no próprio software, estão disponíveis orientações para a ajudar os utilizadores a usar o software.

As mensagens de aviso estão, agora, listadas nas Instruções de Utilização e no guia do utilizador. As mensagens de aviso descrevem claramente a utilização a que se destina, as limitações do software e os riscos de realizar alterações no software.

## 1.2 Reclamações e incidentes graves

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido, relacionado com o dispositivo, deve ser reportado ao nosso serviço de apoio, consulte Informação de Contacto.

Dependendo da regulamentação aplicável, os incidentes graves poderão, ainda, ter de ser comunicados às autoridades nacionais. Na União Europeia, os incidentes graves devem ser comunicados à autoridade competente do Estado-Membro da União Europeia em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

A Hermes Medical Solutions agradece o feedback dos utilizadores do software e dos leitores deste documento. Por favor, comunique quaisquer erros e sugestões de melhorias no software e no conteúdo ou tipografia deste documento, consulte Informação de Contacto.

## 2 NOVIDADES E MELHORIAS

### 2.1 Novas funcionalidades implementadas no OLINDA/EXM 2.3.0

Não há novas funcionalidades implementadas nesta versão.

### 2.2 Problemas corrigidos e pequenas melhorias na versão 2.3.0

- Explicação adicional das unidades, por exemplo, Mbq-h, no Manual do Utilizador.
- Adicionadas informações sobre modelos especiais e dados GI no Manual do Utilizador.
- Adicionada uma nota no Manual do Utilizador informando que as informações inseridas em Modelos Especiais ou Cinética de Modelos Especiais não são gravadas em arquivos de caso.
- Adicionada uma nota no Manual do Utilizador sobre as mensagens de erro que podem surgir em relação à opção Validação Automática.
- Atualizada a caixa About [Sobre] e a Title bar [Barra de título] para confirmar com os requisitos do MDR.

### 3 PROBLEMAS CONHECIDOS

Não existem problemas conhecidos relacionados com a segurança do paciente nesta versão do OLINDA/EXM®.

Abaixo está uma seleção de casos em aberto de problemas conhecidos relevantes para os utilizadores finais.

Todos os problemas foram analisados quanto ao risco e classificados como aceitáveis.

- O OLINDA (autónomo) não obterá licença (Node Lock) se for instalado com um caminho de instalação personalizado durante a instalação (caso # 45898).
- O relatório de dose não contém a lista de isótopos em série de decaimento quando se utiliza o modelo de esfera do OLINDA (caso# 39146).
- A lista de órgãos exibida não é a mesma da apresentada nos resultados ao modificar os dados (caso# 44215).
- O valor para a bexiga, na tabela cinética, não é atualizado corretamente quando se utiliza o modelo de bexiga miccional.
- Modify Data [Modificar Dados] não funciona como esperado ao usar o botão Apply [Aplicar].

## 4 INFORMAÇÃO DE CONTACTO

Entre em contacto através de qualquer dos endereços abaixo indicados para obter apoio, assistência técnica ou resolver quaisquer outras questões.

### 4.1 Informação de contacto do fabricante



**Sede social**  
**Hermes Medical Solutions AB**  
Strandbergsgatan 16  
112 51 Estocolmo  
SUÉCIA  
Tel: +46 (0) 819 03 25  
www.hermesmedical.com

**Endereço de e-mail geral:**  
info@hermesmedical.com

**Endereços de e-mail da assistência técnica:**  
support@hermesmedical.com  
support.ca@hermesmedical.com  
support.us@hermesmedical.com

### 4.2 Representantes

#### Representantes autorizados

**Pessoa responsável do Reino Unido**  
Hermes Medical Solutions Ltd  
Cardinal House  
46 St. Nicholas Street  
Ipswich, IP1 1TT  
Inglaterra, Reino Unido

**Representante autorizado CH**

CH	REP
----	-----

  
CMI-experts  
Grellinger Str. 40  
4052 Basileia  
Suíça

### 4.3 Subsidiárias

**Hermes Medical Solutions Ltd**  
York Suite, 7-8 Henrietta Street  
Covent Garden  
Londres WC2E 8PS  
REINO UNIDO  
Tel: +44 (0) 20 7839 2513

**Hermes Medical Solutions, Inc**  
710 Cromwell Drive, Suite A  
Greenville, NC27858  
EUA  
Tel: +1 (866) 437-6372  
Fax: +1 (252) 355-4381

**Hermes Medical Solutions Canada, Inc**  
1155, René-Lévesque O., Suite 2500  
Montréal (QC) H3B 2K4  
Canadá  
Tel: +1 (877) 666-5675  
Fax: +1 (514) 288-1430

**Hermes Medical Solutions Germany GmbH**  
Robertstraße 4  
48282 Emsdetten  
Alemanha  
Tel: +46 (0)819 03 25