

HERMIA



JULKAISUHUOMAUTUKSET

OLINDA/EXM[®] 2.4.0



Asiakirjan nimi: P58-085 Julkaisuhuomautukset OLINDA EXM 2.4.0 Vers.1_FI
Asiakirjan tarkistuspäivä: 11/20/2024

Näissä julkaisuhuomautuksissa käyttäjille kerrotaan OLINDA EXM 2.4.0 -ohjelmiston parannuksista ja siihen liittyvistä uusista tiedoista sekä tunnetuista ongelmista, joista käyttäjän on

syytä olla tietoinen.

Tämä on sähköinen asiakirja, jonka kopion voi ladata osoitteesta www.hermesmedical.com/ifu. Käyttöohjeiden, järjestelmän ympäristövaatimusten ja julkaisuhuomautusten paperiversiot ovat saatavilla pyynnöstä maksutta (ostettujen lisenssien mukainen määrä).

Julkaisuhuomautukset ja itse lääkinnällisen laitteen ohjelmisto on tekijänoikeuksien alainen, ja Hermes Medical Solutions pidättää kaikki oikeudet. Ohjelmistoa tai käyttöohjekirjaa ei saa kopioida tai jäljentää millään muulla tavalla ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta Hermes Medical Solutionsilta, joka pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia ohjelmistoon ja käyttöoppaaseen milloin tahansa.

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, HERMIA-logo* ja SUV SPECT* ovat Hermes Medical Solutions AB:n tavaramerkkejä.

Käytetyt kolmansien osapuolten tavaramerkit ovat Hermes Medical Solutionsiin liittymättömien omistajiensa omaisuutta.

*Edellyttää rekisteröintiä joillakin markkina-alueilla

Sisällysluettelo

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | JOHDANTO | 3 |
| 1.1 | OHEISASIAKIRJAT | 3 |
| 1.2 | VALITUKSET JA VAKAVAT TAPAHTUMAT | 3 |
| 2 | UUTISIA JA PARANNUKSIA | 4 |
| 2.1 | OLINDA/EXM 2.4.0:N UUDET OMINAISUUDET | 4 |
| 2.2 | VERSION 2.4.0 KORJATUT ONGELMAT JA PIENET PARANNUKSET | 4 |
| 3 | TUNNETUT ONGELMAT | 5 |
| 4 | YHTEYSTIEDOT | 6 |
| 4.1 | VALMISTAJAN YHTEYSTIEDOT | 6 |
| 4.2 | EDUSTAJAT | 6 |
| 4.3 | TYTÄRYHTIÖT | 6 |

1 JOHDANTO

Tämä asiakirja sisältää OLINDA/EXM® 2.4:n julkiset julkaisu huomautukset. Asiakirjassa on luettelo uusista ominaisuuksista, parannuksista ja virheenkorjauksista edellisen julkaisun jälkeen.

Asiakirjassa tietoja myös tunnetuista ongelmista. Jokaisen käyttäjän tulisi tutustua näihin tunnettuihin ongelmiin. Ota yhteyttä valmistajaan, jos sinulla on kysyttävää sisällöstä.

1.1 Oheisasiakirjat

- P58-078 Käyttöohjeet OLINDA EXM 2.4.0 Vers.1_FI

Käyttöohjeet sisältävät perustiedot sovelluksen määrittämiseen omien mieltymystesi mukaan.

Käyttöopas, jonka tarkoituksena on auttaa käyttäjiä ohjelmiston käytössä, on saatavilla ohjelmiston Ohje-toiminnon kautta.

Varoitusviestit näkyvät nyt sekä käyttöohjeissa että Ohje-toiminnon käyttöoppaassa. Varoitusviesteissä kerrotaan selkeästi aiottu käyttäjä, ohjelmiston rajoitukset ja ohjelmiston muuttamiseen liittyvät vaarat.

1.2 Valitukset ja vakavat tapahtumat

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava tekniseen tukeen, katso Yhteystiedot.

Sovellettavien säännöksiin mukaisesti vakavissa vaaratilanteista on ehkä ilmoitettava myös kansallisille viranomaisille. Euroopan unionissa vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava sen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on.

Hermes Medical Solutions ottaa mielellään vastaan palautetta ohjelmiston käyttäjiltä ja tämän asiakirjan lukijoilta. Ilmoita kaikista virheistä ja ohjelmiston parannusehdotuksista sekä tämän asiakirjan sisältö- tai typografiavirheistä, katso Yhteystiedot.

2 UUTISIA JA PARANNUKSIA

2.1 OLINDA/EXM 2.4.0:n uudet ominaisuudet

OpenApps-lisenssituki on lisätty.

2.2 Versioon 2.4.0 korjatut ongelmat ja pienet parannukset

Tähän versioon ei korjattu ongelmia eikä tehty parannuksia.

3 TUNNETUT ONGELMAT

Tässä OLINDA/EXM® -versiossa ei ole tunnettuja potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Alla on joitakin tällä hetkellä olemassa olevia tunnettuja ongelmia, jotka loppukäyttäjän on syytä tietää.

Kaikille ongelmille on tehty riskianalyysi ja ne on luokiteltu hyväksyttäväiksi.

- Olindan pallomalli, jossa on hajoamissarja, näyttää vain raportin viimeisen nuklidin (tapausno 64702).
- GI-elimet asetetaan odottamatta nolnaan (tapausno 62536)
- Haarautumissuhteita ei noudateta hajoamissarjassa (tapausno 55257)
- OLINDA (erillinen) ei ota lisenssiä käyttöön (noodin lukitus), jos teet asennuksen mukautetun asennuspolun kautta (tapausno 45898).
- Annosraportti ei sisällä isotooppiluettelo hajoamissarjalle, kun käytetään OLINDA-pallomallia (tapausno 39146).
- Näkyviin tuleva elinluettelo ei ole sama kuin tuloksissa näkyvä tulos muokattaessa tietoja (tapausno 44215).
- Virtsarakon kineettisen taulukon arvo ei päivity oikein, kun käytetään rakon tyhjennyksen mallia.
- Modify Data [Muokkaa tietoja] -ominaisuus ei toimi odotetulla tavalla, kun käytetään Apply [Käytä] -painiketta.

4 YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on ohjelmistoon liittyviä kysymyksiä tai tarvitset siihen liittyvää huoltoa tai tukea, ota yhteyttä mihin tahansa alla ilmoitetuista osoitteista.

4.1 Valmistajan yhteystiedot



Pääkonttori
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Tukholma
RUOTSI
Puh.: +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Yleinen sähköpostiosoite:
info@hermesmedical.com

Tuen sähköpostiosoitteet:
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

4.2 Edustajat

Valtuutetut edustajat

Vastuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
Englanti, Yhdistynyt kuningaskunta

Valtuutettu edustaja Sveitsissä CH REP
CMI-experts
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Sveitsi

4.3 Tytäryhtiöt

Hermes Medical Solutions Ltd
7-8 Henrietta Street
Covent Garden
Lontoo WC2E 8PS, Yhdistynyt kuningaskunta
Puh.: +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
2120 E. Fire Tower Rd, #107-197
Greenville, NC27858
YHDYSVALLAT
Puh.: +1 (866) 437-6372

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Kanada
Puh.: +1 (877) 666-5675
Faksi: +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Deutschland
Puh.: +46 (0)819 03 25